

Idealbinde / Idealbinde Color

Die Idealbinde nach DIN 61632.

Produkt

Die Idealbinde ist luftdurchlässig und absorbiert Flüssigkeiten. Sie ist mit einer Schlingkante versehen, hautfreundlich, sterilisierbar (Autoklav).

Die Idealbinde besteht aus 100 % Baumwolle. Nur die Verbandsklammern enthalten Naturkautschuklatex.

Anwendung

Die Idealbinde eignet sich für

- feste, komprimierende Wundverbände bei Erst- und Folgeversorgung
- das Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
- Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
- die Nachbehandlung von Luxationen, Frakturen etc.

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung der empfohlenen Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen



Das krepptartige, elastische Gewebe sorgt für einen sicheren und dauerhaften Sitz des Verbandes.

LATEX Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Idealbinde			
Einzelbinde in Zellglas			
0198400	5 m x 6 cm	10/80	01868657
0198500	5 m x 8 cm	10/60	01868663
0198600	5 m x 10 cm	10/50	01868686
0198700	5 m x 12 cm	10/40	01868692
0198800	5 m x 15 cm	5/30	01868700
Einzelbinde lose im Karton			
0195300	5 m x 4 cm	10/80	04589194
0195400	5 m x 6 cm	10/80	04589202
0195500	5 m x 8 cm	10/80	04589219
0195600	5 m x 10 cm	10/80	04589225
0195700	5 m x 12 cm	10/80	04589231
0195800	5 m x 15 cm	6/60	04589248
0195900	5 m x 20 cm	6/60	04589254
0196000	5 m x 30 cm	6/60	04589260
Idealbinde Color			
blau, Einzelbinde in Zellglas			
0924500	5 m x 6 cm	10/80	00834969
0924600	5 m x 8 cm	10/80	00835064
blau, Einzelbinde lose im Karton			
0924800	5 m x 6 cm	10/80	00835058
0924900	5 m x 8 cm	10/80	00835070
0925100	5 m x 10 cm	10/80	00835093

(Länge gedehnt)

Uniflex® Ideal

Die dauerelastische Idealbinde.

Produkt

Uniflex® Ideal verbindet die Vorteile der Idealbinde mit der Qualität texturierter Polyamidfasern. Der Kunstfaseranteil verhindert eine Materialermüdung. Uniflex® Ideal ist in ihrer Handhabung, Wirkung und in ihren Eigenschaften eine vollwertige, dauerelastische Idealbinde, die eine Längsdehnung von ca. 75 % aufweist. Uniflex® Ideal ist sterilisierbar (Autoklav). Sie gewährleistet eine hohe Absorption von Flüssigkeit.

Uniflex® Ideal besteht zu 62 % aus Baumwolle und zu 38 % aus Polyamid.



Uniflex® Ideal hat ein luftdurchlässiges Gewebe und eignet sich für die Wiederranlage von Schienen- und Gipsverbänden.



Für fixierende und stützende Verbände.

Anwendung

Uniflex® Ideal ist geeignet für

- feste, komprimierende Wundverbände
- das Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
- Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
- die Nachbehandlung von Luxationen, Frakturen etc.
- komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung
- Salbenverbände

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Einzelbinde lose im Karton			
4552400	5 m x 6 cm	10/80	03248433
4552500	5 m x 8 cm	10/60	03248456
4552600	5 m x 10 cm	10/60	03248462
4552700	5 m x 12 cm	10/60	03248479
4552800	5 m x 15 cm	5/40	03248485
4552900	5 m x 20 cm	5/30	03248491

(Länge gedehnt)